
 MANİSA CELALBAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFA SULTAN HASTANESİ	DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ TAKİP FORMU			 ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Hazırlama Tarih:
Hazırlayan Kişi:

Kullanan Birim:

Kullanım Günü	(Test Stribi) Kontrol Tarihi	Kontrol Saati	Kontrol Sonucu	Kontrol Eden	Kullanım Sayısı
1/...../ 20.....				
2/...../ 20.....				
3/...../ 20.....				
4/...../ 20.....				
5/...../ 20.....				
6/...../ 20.....				
7/...../ 20.....				
8/...../ 20.....				
9/...../ 20.....				
10/...../ 20.....				
11/...../ 20.....				
12/...../ 20.....				
13/...../ 20.....				
14/...../ 20.....				

DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU TEST ÇUBUĞU KULLANMA STANDARTI

- Günlük kullanılıyorsa günlük test (Solüsyon kapağı açıldıktan sonra 14 gün içinde kullanılabilir).
- Haftalık çalışılıyorsa her kullanımdan önce
- Günde 30 kere kullanılıyorsa her 10 kullanımda bir test
- Kontrol Striplerinin mor renkte olması dezenfektanın kullanıma uygun olduğunu gösterir.
(Stribin Mor renk dışında renk alması durumunda Enfeksiyon Kontrol Hemşireliğine haber veriniz (1434))
- Süresi dolan dezenfektan solüsyon atılmadan önce her 1 litreye, 6 gr (1 tatlı kaşığı) sodyum bisülfat (glisin) kullanarak nötralize edilmelidir