

**KUVÖZ TEMİZLİK TAKİP FORMU**



YD.FR.01		23.12.2017											Rev01						08.04.2019						1/1							
YIL/AY:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>GÜNLÜK BAKIM ve TEMİZLİK</b>	Kuvözlerin İçi Ve Dışı Kuvöz Temizleyici İle Temizlendi																															
	Kuvöz Kapakçıkları Kuvöz Temizleyiciyle Temizlenmiş																															
	Kuvöz Kapakçıklarının Kolları Kuvöz Temizleyiciyle Temizlenmiş																															
	(Hasta Var İse) Kuvöz Su Haznesinin Nemlendirme Steril Su Konmuş Kapları Boşaltılmış. Temizlenmiş Ve Kurulanmış.																															
	Kuvözün Dışı Kuvöz Temizleyiciyle Silinmiş																															
<b>TABURCU SONRASI BAKIM ve TEMİZLİK</b>	Kuvözün Ayrılabilir Parçaları Çıkarılmış Fırçalanarak Deterjanla Yıkanmış. Sonra Durulanmış																															
	Kuvözün Ayrılabilir Parçaları Kuvöz Temizleyici Parçaları Tek Kullanımlık Kâğıt Havlu İle Kurulanmış																															
	Kuvöz Ayrılabilir İle Dezenfekte Edilmiş																															
	Kuvöz Su Haznesinin Nemlendirme Kapları Boşaltılmış, Temizlenmiş Ve Kurulanmış																															
<b>TEMİZLİĞİ YAPAN PERSONEL</b>																																
<b>KONTROL EDEN (Sorumlu)</b>																																

1-Kullanım sonrası ve her bebek değişiminde temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.

2-Kuvözlerin içi ve dışı her gün temizlenir.

3-Uzun süre izlenen bebeğin kuvözü en az haftada (1 kg altında 5 günde) bir dezenfekte edilmeli, bu işlem sırasında bebek, dezenfekte bir başka kuvöze transfer edilmelidir.